

TREION™ OmniaTap


למים נטולי מלחים בתקני II + ASTM I.



TREION™ OmniaTap הינה מערכת מושלמת כאשר נדרשים שני סוגי מים מטופלים, Pure Water ו-UltraPure Water. טכנולוגיות סינון מתקדמות ומשולבות מאפשרות אספקת מים מטופלים בשתי איכויות אלה ממערכת אחת. ניתן להזין את המערכת גם ממי ברז. לחיצה על כפתור הבקרה הדיגיטלי של הדיספנסר מגמיש משחררת נפח מוגדר מראש של UltraPure Water בתקן ASTM I. סחרור Pure Water במיכל מובנה שנפחו 10 ליטר שומר על איכות המים בתקן II ASTM. הדיספנסר כולל יחידת סינון מיקרוני המותאמת לאספקה ישירה של מים סטריליים בנקודת השימוש.



התקנה על קיר לחסכון במקום



התאמה למשטח עבודה



תפעול ביד אחת

OmniaTap UV/UF

10 או 6
0.067 - 0.1
15 - 10
קן

OmniaTap UV

10 או 6
0.067 - 0.1
15 - 10
קן

OmniaTap

10 או 6
0.067 - 0.1
15 - 10
קן

מפרטים

ASTM II

ספיקה, l/h ב - 15°C
מוליכות, µS/cm
התנגדות, MΩxcm
נקודת שימוש נוספת

ASTM I

מוליכות, µS/cm
התנגדות, MΩxcm
*TOC, ppb
ספיקה, l/min
טווח תכנות נפח מינון, l
*אנדוטוקסינים, EU/ml
בקטריה/חלקיקים, CFU/ml (עם סנן ביציאה)

מידע טכני

לחץ עבודה, bar
מתח הזנה, Volt/Hz
עומס חשמלי, kW
גודל מחברים, inch
טמפרטורת עבודה, °C
רוחב x גובה x עומק, mm
משקל, kg

* כתלות באיכות במי הזנה
** עם דיספנסר OptiFill

1 - 6
90-240/ 50-60
0.1
צינור ¼
2 - 35
615 x 750-850** x 390
23

1 - 6
90-240/ 50-60
0.1
צינור ¼
2 - 35
615 x 750-850** x 390
23

1 - 6
90-240/ 50-60
0.1
צינור ¼
2 - 35
615 x 750-850** x 390
22

עזרים

- התקן תלייה על קיר Omnia
- ערכת חיטוי Omnia
- חומר חיטוי Omnia
- מערכת טיפול קדם OmniaTap - 10"

מתכלים

- מחסנית טיפול קדם OmniaTap 6
- מחסנית טיפול קדם OmniaTap 10
- מחסנית ל-Omnia 055 UltraPure Water
- קפסולת סנן סטרילי 0.2 µm
- סנן ביולוגי סופי

שימושים אופייניים

הכנת בפרים ותמיסות, AAS, IC, ICP
הכנת בפרים ותמיסות, AAS, IC, ICP
Ultra-trace / TOC analysis, ICP-MS, HPLC
Ultra-trace / TOC analysis, ICP-MS, HPLC
מדעי החיים ומיקרוביולוגיה, תמיסות לתרביות
מדעי החיים ומיקרוביולוגיה, תמיסות לתרביות

דגם מערכת*

OmniaTap 6
OmniaTap 10
OmniaTap 6 UV
OmniaTap 10 UV
OmniaTap 6 UV/UF
OmniaTap 10 UV/UF

* כולל מחסנית סנן וקפסולת סנן 0.2 µm סטרילי.